

Catálogo de productos



Soluciones Hematológicas Veterinaria

Analizador de hematología de 18 parámetros totalmente automatizado dedicado a la aplicación VET.



MYTHIC 18 VET

Especificaciones técnicas

Rendimiento	50 muestras por hora
Volumen de muestra	< 10 µl
Tecnología	* Impedancia (WBC, RBC, PLT) * Espectrofotometría (HGB)
18 parámetros	WBC, LYM% y #, MON% y #, GRA% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW
Curvas	RBC curva, WBC curva, PLT curva
Paquete de reactivos	Cianuro libre (hasta 150 pruebas por paquete)
Dimensiones	250 x 340 x 350 mm (altura x ancho x profundidad)
Peso	9 kg
Potencia	• 90 a 250 V • 50 a 60 Hz • Menos que 50 VA
Impresora externa	• Impresora matricial de puntos • Impresora térmica monocromo, de inyección de tinta monocromo • Impresora láser monocromo
Interfaz de usuario	• Pantalla táctil a color TFT • Teclado numérico incorporado
Salida	• RS232 • Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol) • 2 USB Puerto • Puerto Centronics • Puerto para escáner de código de barras

Especificaciones de software

Interfaz gráfica	Menú con iconos para acceso directo a las principales especies
Available especies	Perro, Gato, Caballo, Bovino. Otras especies pueden configurarse de forma individual.
Multi-idioma	Búlgaro, portugués de Brasil, chino, holandés, inglés, francés, italiano, magyar, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, letón
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	* 6 lotes: 100 ejecuciones / lote * Tabla y gráficos de Levey Jennings
Archivos	* Memoria interna: 1500 pacientes * Almacenamiento masivo (USB): hasta 60 000 pacientes
Trazabilidad	* Identificación del paciente: Nombre, ID del paciente, ID de la muestra * Registro diario * Monitorización de reactivos: número de lote, fecha de caducidad, volumen * Registro de Servicio
Alertas	* Alertas patológicas * Límites de laboratorio * Alertas de reactivos * Alertas de instrumentos
Opciones	Escáner de código de barras externo
Reactivos HMVET-010	Mythic 18 Vet M-Pack
Controles MYT303-VET MYTCAL2-VET	Myt-3D VET 3 x 2,5 ml (1L, 1N, 1H) Myt-CAL VET 2 x 2,0 ml

Analizador de hematología de 18 parámetros totalmente automatizado dedicado a la aplicación VET.

