

Catálogo de productos



S.O.S. Diagnostik S.A.C.

Soluciones Hematológicas

Analizador de hematología de 20 parámetros
totalmente automatizado



MYTHIC 18

Ahora con nuevos parámetros
RDW-SD P-LCR

Especificaciones Técnicas

Rendimiento	60 muestras por hora
Volumen de la muestra	< 10 µl
Tecnología	* Impedancia (WBC, RBC, PLT) * Espectrofotometría (HGB)
20 parámetros	WBC, LYM% y #, MON% Y #, GRA% Y # RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR
Curvas	RBC curva, WBC curva, PLT curva
Dimensiones	250 x 340 x 350 mm (altura x ancho x profundidad)
Peso	9 kg
Potencia	* 90 a 250 V * 50 a 60 Hz * Menos que 50 VA
Impresora externa	* Impresora matricial de puntos * Impresora térmica * Impresora de inyección de tinta y láser B/N
Interfaz de usuario	* Pantalla táctil a color TFT * Teclado numérico incorporado
Salida	* RS232 * Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol) * 2 USB puerto * Puerto Centronics * Puerto para escáner de código de barras

Nuevos Parámetros

Multi-idioma	Búlgaro, portugués de Brasil, chino, holandés, inglés, francés, italiano, magyar, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, letón
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	* 6 lotes: 100 ejecuciones / lote * Tabla y gráficos de Levey Jennings
Archivos	* Memoria interna: 1500 pacientes * Almacenamiento masivo (USB): hasta 60 000 pacientes
Trazabilidad	* identificación del paciente: Nombre, ID del paciente, ID de la muestra * Registro diario * Monitorización de reactivos: números de lote, fecha de caducidad, volumen * Registro de Servicio
Alertas	* Alertas patológicas * Límites de laboratorio * Alertas de reactivos * Alertas de instrumentos
Opciones	* Escáner de código de barras externo * Versión del paquete de reactivos
Reactivos	HM 18-007-1 * Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution 1L HM 18-008-05 * Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution 0,5 L HM 18-008-1 * Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution 1L HM 18-009-10 * Mythic 18 Diluent 10L HM 18-009-20 * Mythic 18 Diluent 20L HM 18-010 * M-Pack for Mythic 18
Calibrador	My-Cal: calibrador para Mythic 18
Controles	My-3D de tres niveles o Myt-3D normal: de controles de calidad de Mythic 18



Analizador de hematología de 20 parámetros totalmente automatizado

MYTHIC 18

