

Catálogo de productos



S.O.S. Diagnostik S.A.C.

Soluciones Hematológicas

Analizador hematológico automatizado de 24 parámetros con sistema de tubo abierto



MYTHIC 22 OT

Ahora con nuevos parámetros
RDW-SD
P-LCR

Especificaciones técnicas

Rendimiento	50 muestras por hora
Volumen de muestra	< 17µl
Tecnología	• Impedancia (WBC, RBC, PLT) • Espectrofotometría (HGB) • Óptico (5-DIFF): Citometría de óptica Hydro Centrándose método láser óptico libre para el diferencial WBC en 5 partes de semiconductores utilizando diode
24 parámetros	WBC, LYM% y #, MON% y #, NEU% y #, BAS% y #, EOS% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR
Curvas	RBC curva, PLT curva
Diagrama de dispersión	5-Diff diagrama de dispersion
Dimensiones	250 x 340 x 350 mm (altura x ancho x profundidad)
Peso	11 kg
Potencia	• 90 a 250 V • 50 a 60 Hz • Menos que 150 VA
Impresora externa	• Impresora matricial de puntos • Impresora de inyección de tinta monocromo, PCL3 tipo • Impresora láser a color tipo PCL6
Interfaz de usuario	• Pantalla táctil a color TFT • Teclado numérico incorporado
Salida	• RS232 • Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol) • 2 USB Puerto • Puerto Centronics • Puerto para escáner de código de barras



Especificaciones de software

Multi-idioma	Búlgaro, portugués de Brasil, chino, holandés, inglés, francés, magyar, polaco, portugués, rumano, ruso, español						
Calibración	Automática o manual						
Control de calidad	• 6 lotes: 100 ejecuciones / lote • Tabla y gráficos de Levey Jennings						
Archivos	• Memoria interna: 1500 pacientes • Almacenamiento masivo (USB): hasta 60 000 pacientes						
Trazabilidad	• Identificación del paciente: Nombre, ID del paciente, ID de la muestra • Registro diario • Monitorización de reactivos: número de lote, fecha de caducidad, volumen • Registro de Servicio						
Alertas	• Alertas patológicas • Límites de laboratorio • Alertas de reactivos • Alertas de instrumentos						
Opciones	Escáner de código de barras externo						
Reactivos	<table> <tr> <td>HM 22-001-1</td><td>• Cleaner for Mythic TM 22</td></tr> <tr> <td>HM 22-002-1</td><td>• OnlyOne TM</td></tr> <tr> <td>HM 22-003-10</td><td>• Diluent for Mythic TM 22</td></tr> </table>	HM 22-001-1	• Cleaner for Mythic TM 22	HM 22-002-1	• OnlyOne TM	HM 22-003-10	• Diluent for Mythic TM 22
HM 22-001-1	• Cleaner for Mythic TM 22						
HM 22-002-1	• OnlyOne TM						
HM 22-003-10	• Diluent for Mythic TM 22						
Calibrador	Myt-Cal: calibrador para Mythic TM 22						
Controles	Myt-5D de tres niveles o normal: de control de calidad de Mythic 22						

Analizador hematológico automatizado de 24 parámetros con sistema de tubo abierto

MYTHIC 22 OT

